


PETフィルム

オーロラシート

- オーロラシートが不思議な雰囲気演出します。虹色に輝く華やかな演出に最適です。
- 直接お料理を盛りつけてご使用いただけます。

両面

PET(ポリエチレンテレフタレート)



オーロラシート

- 01 (26120) (100枚入) **700円**
約10×10cm (1枚当り7円)
- 02 (64729) (100枚入) **1,000円**
約12×12cm (1枚当り10円)
- 03 (26121) (100枚入) **1,300円**
約15×15cm (1枚当り13円)
- 04 (26122) (100枚入) **2,300円**
約20×20cm (1枚当り23円)
- 05 (26123) (50枚入) **2,600円**
約30×30cm (1枚当り52円)
※30cm角のみ50枚入りです。




PETフィルム/エンボス加工

オーロラ・エンボス

- 100枚入
- オーロラシートにエンボス加工を施しております。オーロラシートと一味異なった色の変化を演出します。
- 直接お料理を盛りつけてご使用いただけます。


両面

PET(ポリエチレンテレフタレート)



オーロラ・エンボス

- 06 (65777) **800円**
約10×10cm (1枚当り8円)
- 07 (65778) **1,500円**
約15×15cm (1枚当り15円)
- 08 (65779) **2,600円**
約20×20cm (1枚当り26円)
- 09 (65780) **5,600円**
約30×30cm (1枚当り56円)



無地OPクリアシート

- 透明なPPフィルムのカットシートです。
- 直接お料理を盛り付けてご使用いただけます。

両面

PP(ポリプロピレン)


抗菌タイプ

- 付着した細菌(大腸菌など)の繁殖を抑えます。
- 抗菌効果は長時間持続しますが、一度のご使用で必ず取り換えて下さい。
- 「抗菌」は「殺菌」ではありません。食品の急速な殺菌・抗菌は期待しないでください。
- すでに細菌に汚染された食品に対する効果はありません。

〈抗菌力試験結果〉

試験菌	初期(菌数)	24時間後(菌数)	抗菌活性値
大腸菌	5.2×10 ⁵	<-0.20	6.2
黄色ブドウ球菌	5.1×10 ⁵	<-0.20	4.8

■ 抗菌加工製品の抗菌効果は、「JIS Z 2801」において抗菌活性値が2.0以上とすると定められています。



- 普及タイプ**
- OPクリアシート・普及タイプ(無地)
- 10 (65248) 4寸・500枚入 **1,000円**
約12×12cm (1枚当り2円)
- 11 (65249) 5寸・500枚入 **1,500円**
約15×15cm (1枚当り3円)
- 抗菌タイプ**
- OPクリアシート・抗菌タイプ(無地)
- 12 (65363) 4寸・500枚入 **1,500円**
約12×12cm (1枚当り3円)
- 13 (65364) 5寸・500枚入 **2,000円**
約15×15cm (1枚当り4円)
- 14 (65322) 6寸・100枚入 **1,450円**
約18×18cm (1枚当り14.5円)
- 15 (65323) 6.5寸・100枚入 **1,700円**
約19.5×19.5cm (1枚当り17円)
※14, 15は100枚入りです。



14, 15はお節重にも最適です。
14：お節重6.5寸に適合
15：お節重7寸に適合