


PETフィルム

オーロラシート

- オーロラシートが不思議な雰囲気を演出します。虹色に輝く華やかな演出に最適です。
- 直接お料理を盛りつけてご使用いただけます。

両面

PET (ポリエチレンテレフタレート)



オーロラシート

18-329-01 (26120)	700円
(100枚入)	(1枚当り7円)
約10×10cm	
18-329-02 (64729)	1,000円
(100枚入)	(1枚当り10円)
約12×12cm	
18-329-03 (26121)	1,300円
(100枚入)	(1枚当り13円)
約15×15cm	
18-329-04 (26122)	2,300円
(100枚入)	(1枚当り23円)
約20×20cm	
18-329-05 (26123)	2,600円
(50枚入)	(1枚当り52円)
約30×30cm	

※30cm角のみ50枚入りです。




PETフィルム/エンボス加工

オーロラ・エンボス

- 100枚入
- オーロラシートにエンボス加工を施しております。オーロラシートと一味異なった色の変化を演出します。
- 直接お料理を盛りつけてご使用いただけます。


両面

PET (ポリエチレンテレフタレート)



オーロラ・エンボス

18-329-06 (65777)	800円
約10×10cm	(1枚当り8円)
18-329-07 (65778)	1,500円
約15×15cm	(1枚当り15円)
18-329-08 (65779)	2,600円
約20×20cm	(1枚当り26円)
18-329-09 (65780)	5,600円
約30×30cm	(1枚当り56円)



無地OPクリアシート

- 透明なPPフィルムのカットシートです。
- 直接お料理を盛り付けてご使用いただけます。

両面

PP (ポリプロピレン)

抗菌タイプ

- 付着した細菌(大腸菌など)の繁殖を抑えます。
- 抗菌効果は長時間持続しますが、一度のご使用で必ず取り換えてください。
- 「抗菌」は「殺菌」ではありません。食品の急速な殺菌・抗菌は期待しないでください。
- すでに細菌に汚染された食品に対する効果はありません。

〈抗菌力試験結果〉

試験菌	初期(菌数)	24時間後(菌数)	抗菌活性値
大腸菌	5.2×10 ⁵	<-0.20	6.2
黄色ブドウ球菌	5.1×10 ⁵	<-0.20	4.8

■抗菌加工製品の抗菌効果は、「JIS Z 2801」において抗菌活性値が2.0以上とすると定められています。



普及タイプ OPクリアシート・普及タイプ(無地)

18-329-10 (65248)	4寸・500枚入	1,000円
約12×12cm		(1枚当り2円)
18-329-11 (65249)	5寸・500枚入	1,500円
約15×15cm		(1枚当り3円)

抗菌タイプ OPクリアシート・抗菌タイプ(無地)

18-329-12 (65363)	4寸・500枚入	1,500円
約12×12cm		(1枚当り3円)
18-329-13 (65364)	5寸・500枚入	2,000円
約15×15cm		(1枚当り4円)
18-329-14 (65322)	6寸・100枚入	1,450円
約18×18cm		(1枚当り14.5円)
18-329-15 (65323)	6.5寸・100枚入	1,700円
約19.5×19.5cm		(1枚当り17円)

※14、15は100枚入りです。



14、15はお節重にも最適です。
14：お節重6.5寸に適合
15：お節重7寸に適合

*上記価格は税抜き価格です。

ご使用上の注意

細心の注意を払ってカットしていますが商品サイズには多少のバラツキが生じます。また、貼合せ商品のため多少のカールが発生する場合があります。